


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Brd4-S498/S499 Para Wb, Elisa - O60885

Número de artículo: CM0000845



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta niveles endógenos de BRD4 solo cuando está fosforilado en S498/S499. Adecuado para WB y ELISA con reactividad humana. Ideal para estudios de memoria epigenética y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-BRD4-S498/S499 Rabbit pAb
Notas/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S498/S499
Especie	Humano
GeneID	23476
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso de la proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo