


Phospho-Brd4-T204 Mab De Conejo Para Wb, Elisa - O60885

Número de artículo: CM0001163



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-BRD4-T204 validado para WB y ELISA. Detecta BRD4 fosforilado en Treonina 204 de humano y rata. Adecuado para el estudio de memoria epigenética, regulación de la transcripción y señalización de NF-kappa-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-BRD4-T204 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23476
GeneID	23476
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T204 del BRD4 humano (NP_490597.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O60885
Peso de la proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo