


Pab De Conejo Phospho-Brd4-T204 - O60885

Número de artículo: CM0000823



Introducción

El pAb de conejo Phospho-BRD4-T204 detecta BRD4 fosforilado en la treonina 204. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de regulación epigenética y transcripcional. ~152kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-BRD4-T204
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23476
GeneID	23476
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de T204 del BRD4 humano (NP_490597.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60885
Peso de la proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo