


Fosfo-Brd4-T249 Pab De Conejo Para Wb - O60885

Número de artículo: CM0001199



Introducción

Fosfo-BRD4-T249 pAb de conejo detecta BRD4 fosforilado en Thr249. Validado para WB en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de memoria epigenética y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-BRD4-T249 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Fosfo-BRD4-T249
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	23476
ID de gen	23476
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético fosforilado alrededor de T249 de BRD4 humano (NP_490597.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60885
Peso proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo