


Phospho-C-Abl-Y412 Rabbit Pab - P00519

Número de artículo: CM0000491



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que detecta c-Abl fosforilado en Y412. Adecuado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de la quinasa ABL1, la apoptosis y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-c-Abl-Y412 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Especie	Humano
GeneID (humano)	25
GeneID	25
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y412 de ABL1 humana (NP_009297.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00519
Peso proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo