


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-C-Abl-Y412 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Número de artículo: CM0000426



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo-c-Abl (Y412) para uso en WB, IHC-P y ELISA. Detecta la fosforilación de c-Abl en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en cáncer, señalización por quinasas y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-c-Abl-Y412 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Especie	Humana
GeneID (Humano)	25
GeneID	25
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de Y412 de ABL1 humana (NP_005148.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00519
Peso de la proteína	123kDa
Envío	Bolsa de hielo