


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-C-Jun-S243 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05412

Número de artículo: CM0000599



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-c-Jun-S243 detecta c-Jun fosforilado en Ser243 en humanos, ratones y ratas. Validado para WB, IHC-P y ELISA, este anticuerpo es compatible con la investigación del complejo de transcripción AP-1 y la señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-c-Jun-S243
Observaciones/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S243
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	3725
ID del gen	3725
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintético fosforilado alrededor de S243 de Jun humano (NP_002219.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo