


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-C-Jun-S63 Para Wb Y Elisa - P05412

Número de artículo: CM0000877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra c-Jun fosforilado en Ser63. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para estudiar la señalización del factor de transcripción AP-1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo Fosfo-c-Jun-S63
Observaciones/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S63
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S63 de c-Jun humano (NP_002219.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P05412
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo