


Fosfo-C-Jun-S63 Pab De Conejo - P05412

Número de artículo: CM0001709



Introducción

Fosfo-c-Jun-S63 pAb de conejo detecta c-Jun fosforilado en Ser63 en humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA en investigación de transcripción y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-c-Jun-S63 pAb de conejo
Observaciones/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S63
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S63 de Jun humano (NP_002219.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05412
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo