


Phospho-C-Jun-S73 Conejo Pab - P05412

Número de artículo: CM0001691



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra c-Jun fosforilado en la serina 73, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización del factor de transcripción AP-1 en cáncer y respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-c-Jun-S73 Conejo pAb
Observaciones/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Especies	Humano
GeneID (Humano)	3725
GeneID	3725
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S73 del c-Jun humano (NP_002219.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo