


Pab De Conejo Contra Phospho-C-Jun-S73 - P05412

Número de artículo: CM0001064



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-c-Jun-S73 para WB, IHC-P, ELISA. Detecta c-Jun fosforilado en S73 de humano, ratón y rata. Materia prima IVD para investigación sobre cáncer y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-c-Jun-S73
Notas / Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S73
Especie	Humano
GeneID	3725
Inmunógeno	Péptido sintético fosforilado alrededor de S73 de c-JUN humano (NP_002219.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05412
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo