


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-C-Jun-T91 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05412

Número de artículo: CM0001220



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo que se dirige al Thr91 del factor de transcripción c-Jun (AP-1, p39). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización JNK, la proliferación celular y la oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
Especies	Humano
ID de Gen	3725
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T91 de JUN humano (NP_002219.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05412
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo