


Pab De Conejo Phospho-C-Jun-T93 Para Wb, Elisa - P05412

Número de artículo: CM0000487



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a la Thr93 fosforilada de la proteína c-Jun humana (AP-1). Validado para WB y ELISA; reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de la actividad del factor de transcripción AP-1 y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-c-Jun-T93
Abreviaturas/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T93
Especie	Humana
GeneID (humano)	3725
GeneID	3725
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado correspondiente a la región de T93 de la JUN humana (NP_002219.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P05412
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo