


Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Cbl-Y700 Para Wb Y Elisa - P22681

Número de artículo: CM0000461



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Fosfo-CBL-Y700 detecta CBL fosforilado en Tyr700 en muestras humanas, validado para WB y ELISA. Adecuado para investigar ubiquitinación, señalización de RTK y biología de osteoclastos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Fosfo-CBL-Y700
Observaciones/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Fosfo-CBL-Y700
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	867
ID del Gen	867
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y700 de CBL humano (NP_005179.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo