


Phospho-Cdc6-S54 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - Q99741

Número de artículo: CM0001942



Introducción

Phospho-Cdc6-S54 Rabbit mAb (Q99741) validado para WB, ELISA. Detecta CDC6 humano y de ratón fosforilado en Ser54. Ideal para la investigación de la replicación del ADN y los puntos de control del ciclo celular. Materias primas para IVD de un solo paso de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-Cdc6-S54 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDC18L; HsCDC6; MGOR55; HsCDC18; Phospho-Cdc6-S54
Especie	Humano
GeneID (Humano)	990
GeneID	990
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S54 de Cdc6 humano (Q99741).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q99741
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo