


Fosfo-Cdk1-T14 Mab De Conejo Para Wb, Elisa - P06493

Número de artículo: CM0001634



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para fosfo que se dirige a CDK1 fosforilado en Thr14. Validado para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Detecta una banda de ~34 kDa. Ideal para la investigación del ciclo celular, la mitosis y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-CDK1-T14 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-T14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T14 de CDK1 humano (NP_001777.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06493
Peso proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo