


Fosfo-Cdk1-T161 Pab De Conejo - P06493

Número de artículo: CM0001656



Introducción

El Fosfo-CDK1-T161 pAb de Conejo detecta específicamente el CDK1 fosforilado en Thr161 en muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios del ciclo celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CDK1-T161 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-T161
Especie	Humano
ID de Gen	983
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de la T161 del CDK1 humano (NP_001777.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06493
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo