

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Cdk1-T161+Cdk2/Cdk3-T160 Para Wb, Ip, If - P06493

Número de artículo: CM0000667



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que reconoce el fosfo-T161 de CDK1 y el fosfo-T160 correspondiente de CDK2/CDK3. Validado para Western blot, inmunoprecipitación e inmunofluorescencia en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación del ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-CDK1-T161+CDK2/CDK3-T160
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T161 de CDK1 humano (NP_001777.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06493
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo