


Fosfo-Cdk1-Y15 Mab De Conejo Para Wb, Elisa - P06493

Número de artículo: CM0001140



Introducción

Fosfo-CDK1-Y15 mAb de conejo para WB, ELISA. Detecta CDK1 fosforilado en Tyr15 en muestras humanas. Ideal para la investigación del ciclo celular, la mitosis y el daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del producto	Fosfo-CDK1-Y15 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1-Y15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	983
GeneID	983
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y15 de CDK1 humano (NP_001777.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P06493
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo