


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Cdk1/2-T14 Para Wb Y Elisa - P06493 / P24941

Número de artículo: CM0000875



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Cdk1/2-T14 validado para WB y ELISA; detecta T14 fosforilado de CDK1 y CDK2 humano, tiene reactividad cruzada con ratón y rata; adecuado para estudios del ciclo celular y mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Phospho-Cdk1/2-T14 de conejo
Notas/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Phospho-Cdk1/2-T14
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	983 / 1017
ID del gen	983 / 1017
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de T14 de CDK1 humano (P06493) / CDK2
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06493 / P24941
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo