


Fosfo-Cdk1/2/3-T14 Mab De Conejo - P06493/P24941/Q00526

Número de artículo: CM0001545



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Fosfo-CDK1/2/3-T14 validado para WB y ELISA. Detecta CDK1/2/3 humano, de ratón y de rata fosforilado en T14. Ideal para la investigación del ciclo celular y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Fosfo-CDK1/2/3-T14 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDC2; CDC28A; P34CDC2; Fosfo-CDK1/2/3-T14
Especie	Humano
GeneID (humano)	983/1017/1018
GeneID	983/1017/1018
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de T14 de CDK1/2/3CDK1 humano (P06493).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06493/P24941/Q00526
Peso Proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo