


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Cdk2-Y15 Para Wb, Elisa - P24941

Número de artículo: CM0000883



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfo-específico dirigido a CDK2 humano fosforilado en Tyr15. Validado para WB y ELISA, reactivo con humano y ratón. Ideal para investigación del ciclo celular y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-CDK2-Y15
Observaciones/Alias	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-Y15
Especie	Humano
GeneID (humano)	1017
GeneID	1017
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y15 de CDK2 humano (NP_001789.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P24941
Peso Proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo