


## Phospho-Cdk6-Y13 Conejo Pab - Q00534

Número de artículo: CM0001833



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Phospho-CDK6-Y13 para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta la Y13 fosforilada de CDK6 humana; reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación del ciclo celular y diferenciación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Phospho-CDK6-Y13 Conejo pAb                                                                           |
| Observaciones/Alias | MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y13                                                                     |
| Especies            | Humano                                                                                                |
| ID del Gen          | 1021                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de la Y13 de CDK6 humana (NP_001250.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                                                              |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                         |
| SWISS               | Q00534                                                                                                |
| Peso Proteico       | 37kDa                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                        |