


Pab De Conejo Phospho-Cdk6-Y24 Para Wb/If/Icc - Q00534

Número de artículo: CM0000413



Introducción

El pAb de conejo Phospho-CDK6-Y24 detecta la CDK6 humana fosforilada en Tyr24. Adecuado para WB, IF/ICC. Validado en humano y ratón. Ideal para investigación de ciclo celular, diferenciación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-CDK6-Y24
Notas/Alias	MCPH12; PLSTIRE; Phospho-CDK6-Y24
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1021
GeneID	1021
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de Y24 de la CDK6 humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q00534
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo