

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfo-Cebpb (T235) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17676

Número de artículo: CM0000775



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fosfo-CEBPB (T235) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CEBPB humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en regulación transcripcional, respuesta inmune y adipogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Fosfo-CEBPB-T235
Observaciones/Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1051
ID del Gen	1051
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de T235 de CEBPB humano (NP_005185.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17676
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo