

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-C/Ebpb-T235 Para Wb, Elisa - P17676

Número de artículo: CM0000676



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-C/EBPB-T235 validado para WB y ELISA. Reconoce C/EBPB humano y de ratón fosforilado en T235, un factor de transcripción clave en la respuesta inmune y la adipogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-C/EBPB-T235 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TCF5; IL6DBP; NF-IL6; C/EBP-beta; Phospho-C/EBPB-T235
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1051
ID del Gen	1051
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de T235 de C/EBPB humano (NP_005185.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P17676
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo