

Phospho-Cfl1-S3 Conejo Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23528

Número de artículo: CM0000502



Introducción

Phospho-CFL1-S3 Conejo pAb detecta la cofilina-1 fosforilada endógena en Ser3 en humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Una herramienta IVD confiable para estudiar la dinámica de la actina y la regulación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-CFL1-S3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CFL; cofilina; HEL-S-15; Phospho-CFL1-S3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1072
GeneID	1072
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de S3 de la CFL1 humana (NP_005498.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23528
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo