

Anticuerpo Policlonal De Conejo Fosfo-Cgas (S420) Para Wb Y Elisa - Q8C6L5

Número de artículo: CM0000665



Introducción

El pAb de conejo Fosfo-CGAS-S420 detecta CGAS fosforilado en la serina 420 en muestras de ratón, humano y rata. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación en inmunidad innata, vía cGAS-STING y detección de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo Fosfo-CGAS-S420
Observaciones/Alias	Mb21d1; E330016A19Rik; Fosfo-CGAS-S420
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	115004
GeneID	214763
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fosforilado alrededor de S420 del CGAS de ratón (NP_775562.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8C6L5
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo