


Pab De Conejo Phospho-Chk1-S280 - O14757

Número de artículo: CM0000542



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico dirigido a Ser280 de Chk1 humana (CHEK1) para WB, IHC-P y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre daño del ADN y puntos de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-Chk1-S280
Observaciones/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S280
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1111
ID del gen	1111
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido fosforilado sintético alrededor de S280 de Chk1 humana (NP_001265.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14757
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo