


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Chk1-S317 (Wb, Elisa) - O14757

Número de artículo: CM0000628



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo altamente específico que reconoce los niveles endógenos de Chk1 fosforilada en Ser317. Validado para Western blotting (WB) y ELISA en muestras humanas. Ideal para la investigación del ciclo celular y el daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Phospho-Chk1-S317 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S317
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1111
ID de Gen	1111
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de la S317 de Chk1 humana (NP_001265.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo