


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Chk1-S345 Para Wb, Elisa - O14757

Número de artículo: CM0000505



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que detecta la Chk1 endógena fosforilada en Ser345, validado para western blot y ELISA con reactividad cruzada humana y de ratón, dirigido a la quinasa clave del punto de control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Phospho-Chk1-S345
Observaciones/Alias	CHK1; Phospho-Chk1-S345
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1111
GeneID	1111
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de S345 de la Phospho-Chk1-S345 humana (NP_001107593.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo