

Phospho-Chk2-S516 Conejillo Pab - O96017

Número de artículo: CM0001269



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que detecta los niveles endógenos de Chk2 solo cuando está fosforilado en Ser516. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de respuesta al daño del ADN y del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-Chk2-S516 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Phospho-Chk2-S516
Especie	Humano
GeneID	11200
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de S516 de Chk2 humano (NP_009125.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O96017
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo