


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Connexina 43-S368 Para Ihc-P Y Elisa - P17302

Número de artículo: CM0001217



Introducción

pAb de conejo fosfoespecífico dirigido a la connexina-43 humana fosforilada en Ser368. Validado para IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en uniones gap, cardiología e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Phospho-Connexina 43-S368
Observaciones/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Phospho-Connexin 43-S368
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2697
GeneID	2697
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S368 de GJA1 humano (NP_000156.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P17302
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo