

## Phospho-Creb1-S129 Conejo Pab - P16220-1

Número de artículo: CM0001507

### Introducción

El anticuerpo Phospho-CREB1-S129 Conejo pAb detecta específicamente la CREB1 fosforilada en Ser129 en muestras humanas y de rata. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo respalda estudios de transducción de señales y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Phospho-CREB1-S129 Conejo pAb                                         |
| Observaciones/Alías | CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S129                                      |
| Especies            | Humano                                                                |
| ID de Gen (Humano)  | 1385                                                                  |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético fosforilado alrededor de S129 de la CREB1 humana |
| Origen              | Conejo                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Fosforilados                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Rata                                                          |
| SWISS               | P16220-1                                                              |
| Peso Proteico       | 36KDa                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                        |