

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Creb1-S133 Para Wb, Ihc-P, Fc (Intra), Elisa - P16220

Número de artículo: CM0000888



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico dirigido a CREB1 fosforilado en Ser133. Las aplicaciones validadas incluyen WB, IHC-P, citometría de flujo intracelular y ELISA con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Adecuado para estudios de señalización de AMPc y regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-CREB1-S133
Observaciones/Alias	CREB; CREB-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1385
GeneID	1385
Inmunógeno	Péptido sintético; Péptido sintético fosforilado alrededor de S133 de CREB1 humano (NP_604391.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16220
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo