

Fosfo-Creb1-S133 Pab De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16220

Número de artículo: CM0001280



Introducción

Fosfo-CREB1-S133 pAb de conejo detecta CREB1 fosforilado en Ser133 en humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, permitiendo la investigación de la transcripción y la señalización del cAMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-CREB1-S133 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CREB; CREB-1; Fosfo-CREB1-S133
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1385
ID de gen	1385
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético fosforilado alrededor de S133 de CREB1 humano (NP_604391.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16220
Peso proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo