

Anticuerpo Policlonal (Pab) De Conejo Contra Phospho-Creb1-S142 Para Wb - P16220

Número de artículo: CM0000674



Introducción

El pAb de conejo contra Phospho-CREB1-S142 detecta específicamente CREB1 fosforilado en Ser142 mediante Western blot. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata, respalda la investigación sobre regulación de la transcripción, biología circadiana y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra Phospho-CREB1-S142
Observaciones/Alias	CREB; CREB-1; Phospho-CREB1-S142
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1385
ID de gen	1385
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido fosfoespecífico correspondiente a los residuos que rodean la S142 de CREB1 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P16220
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo