


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Phospho-Crk P38-Y221 Para Wb, Elisa - P46108

Número de artículo: CM0001059



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fosfoespecífico contra Crk p38 en Y221. Validado para WB y ELISA, reactividad cruzada humana. Adecuado para el estudio de adhesión celular, migración y vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo Phospho-Crk p38-Y221
Observaciones/Alias	p38; CRKII
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1398
GeneID	1398
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético fosforilado alrededor de Y221 de Crk p38 humano (NP_058431.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P46108
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo