


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosfo-Ciclina D1 (T286) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24385

Número de artículo: CM0001049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Ciclina D1 humana fosforilada en T286, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la transición G1/S y la oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Fosfo-Ciclina D1-T286
Observaciones/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Fosfo-Ciclina D1-T286
Especie	Humano
GeneID (Humano)	595
GeneID	595
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido fosforilado sintético alrededor de T286 de la Ciclina D1 humana (NP_444284.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24385
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo