


Phospho-Dna-Pkcs-S2056 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Número de artículo: CM0001805



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente el Phospho-DNA-PKcs humano (S2056). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para la investigación de señalización de daño y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-DNA-PKcs-S2056 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKC; DNA-PKcs; Phospho-DNA-PKcs-S2056
Especie	Humano
GeneID	5591
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S2056 de DNA-PKcs humano (NP_008835.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78527
Peso Proteico	469kDa
Envío	Bolsa de hielo