

Phospho-Dok2-Y299 Conejo Pab - 060496

Número de artículo: CM0001560



Introducción

El anticuerpo Phospho-DOK2-Y299 Conejo pAb detecta específicamente la DOK2 humana fosforilada en la tirosina 299. Validado para aplicaciones de Western blot e inmunofluorescencia, este anticuerpo es esencial para estudiar las vías de señalización de citoquinas y factores de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-DOK2-Y299 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p56DOK; p56dok-2; Phospho-DOK2-Y299
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9046
ID del Gen	9046
Inmunógeno	Un péptido fosfo-específico correspondiente a los residuos que rodean la Y299 de la DOK2 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, IF/ICC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O60496
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo