


Mab De Conejo Contra Phospho-Drp1-S616 - 000429

Número de artículo: CM0001350



Introducción

mAb de conejo contra Phospho-DRP1-S616 para aplicaciones de WB, IP y ELISA, que detecta niveles endógenos de DRP1 solo cuando está fosforilado en S616 en muestras humanas, de ratón y de rata. Apto para investigación de dinámica mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Phospho-DRP1-S616
Observaciones/Alias	DLP1; DRP1; DVLP; EMPF; OPA5; EMPF1; DYMPLE; HDYNIV
Especie	Humana
GeneID (Humano)	10059
GeneID	10059
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido fosforilado sintético alrededor del sitio S616 de la DRP1 humana (NP_036192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00429
Peso proteico	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo