

Fosfo-E-Cadherina-S838/S840 Pab De Conejo - P12830

Número de artículo: CM0001081



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para E-cadherina humana fosforilada en S838/S840. Validado para WB y ELISA. Esencial para estudios de adhesión celular, movilidad de células epiteliales y supresión de invasividad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-E-Cadherina-S838/S840 pAb de conejo
Notas / Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; Fosfo-E-Cadherina-S838/S840
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	999
ID del gen	999
Inmunógeno	Péptido fosforilado sintético alrededor de S838 y S840 de la CDH1 humana (NP_004351.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12830
Peso de la proteína	97 kDa
Envío	Bolsa de hielo