


Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Eef2K-S366 Para Wb, Elisa - 000418

Número de artículo: CM0001932



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido a EEF2K en Ser366. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación sobre la regulación de la traducción y las vías de señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-EEF2K-S366 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; Phospho-EEF2K-S366
Especies	Humano
GeneID (Humano)	29904
GeneID	29904
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de S366 de EEF2K humano (NP_037434.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00418
Peso Proteico	82kDa
Envío	Bolsa de hielo