

Fosfo-Egfr-Y1045 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001631



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para fosfo-EGFR-Y1045 validado para WB y ELISA. Detecta el EGFR humano fosforilado en Tyr1045, un residuo clave en la transducción de señales. Ideal para estudiar las vías de señalización del EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-EGFR-Y1045 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y1045
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1956
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1045 del EGFR humano (NP_005219.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo