

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Egfr-Y1068 Para Wb, Ip, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001266



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfo-específico dirigido contra EGFR fosforilado en Y1068. Adecuado para WB, IP, ELISA, con reactividad cruzada contra humano y ratón. Ideal para el estudio de vías de señalización de EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Phospho-EGFR-Y1068 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1956
ID del gen	1956
Inmunógeno	Un péptido sintético fosforilado alrededor de Y1068 del EGFR humano (NP_005219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00533
Peso de proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo