


Pab De Conejo Phospho-Egfr-Y1086 Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001252



Introducción

El pAb de conejo Phospho-EGFR-Y1086 es un anticuerpo policlonal de conejo dirigido al EGFR humano fosforilado en la tirosina 1086. Validado para WB y ELISA, detecta la receptor tirosina quinasa de 134 kDa, apoyando la investigación de vías de señalización impulsadas por EGFR y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-EGFR-Y1086
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1086
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido fosforilado sintético alrededor de Y1086 del EGFR humano (NP_005219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	134 kDa
Envío	Bolsa de hielo