

Anticuerpo Policlonal De Conejo Phospho-Egfr (Y1148) Para Wb, Elisa - P00533

Número de artículo: CM0001955



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Phospho-EGFR-Y1148 validado para WB y ELISA. Detecta el EGFR humano fosforilado en la tirosina 1148, permitiendo el estudio de las vías de señalización del EGFR y la activación del receptor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Phospho-EGFR-Y1148 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1148
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético fos fosforilado alrededor de Y1148 del EGFR humano (NP_005219.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo