


Pab De Conejo Phospho-Egfr-Y1197 Para Wb - P00533

Número de artículo: CM0001979



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo Phospho-EGFR-Y1197 detecta EGFR humano fosforilado en la tirosina 1197 en Western blot. Es ideal para el estudio de la señalización por EGFR, la investigación del cáncer y los mecanismos de resistencia a fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Phospho-EGFR-Y1197
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1197
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1956
Inmunógeno	Un péptido fosfoespecífico correspondiente a residuos alrededor de Y1197 del EGFR humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	134kDa
Envío	Bolsa de hielo