


Fosfo-Egfr-Y845 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - P00533

Número de artículo: CM0000560



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que dirige la tirosina 845 fosforilada del EGFR humano, adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios sobre la señalización del EGFR, la actividad de la quinasa y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Fosfo-EGFR-Y845 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y845
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Un péptido fosforilado sintético alrededor de Y845 del EGFR humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo